




Probennahme- und Versandmaterial

Informationen zu unseren Abnahmesystemen und zu speziellen Materialien











greiner bio-one

Vacvette® Blut- und Harnentnahmematerial





	<p>Artikel-Nr.</p> <p>Packungsinhalt</p> <p>Volumen</p> <p>Inhalt</p>	<p>455092</p> <p>50 Stück</p> <p>9 ml</p> <p>Z Serum</p>	<p>Vollblutröhrchen (Vollblut für Blutgruppenserologie)</p>	<p><u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN!</p>
	<p>Artikel-Nr.</p> <p>Packungsinhalt</p> <p>Volumen</p> <p>Inhalt</p>	<p>455071</p> <p>50 Stück</p> <p>8 ml</p> <p>Z Serum Gel</p>	<p>Gelröhrchen (Serum)</p>	<p><u>Zentrifugiert auch für POSTVERSAND</u></p>
	<p>Artikel-Nr.</p> <p>Packungsinhalt</p> <p>Volumen</p> <p>Inhalt</p>	<p>455001</p> <p>50 Stück</p> <p>9 ml</p> <p>Z No Additive</p>	<p>Neutralröhrchen</p>	<p><u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN!</p>






	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	454332 50 Stück 3,5 ml 9 NC / Natriumcitrat 3,2%	Citratröhrchen (Gerinnung)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	454217 50 Stück 3 ml K3 EDTA	EDTA-Röhrchen (z.B.: BB, BSG, HbA1c, HLAB27, diverse genet. PCR Untersuchungen)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	454421 50 Stück 2 ml Gepufferte Natriumcitrat / Zitronensäurelösung	Spezialröhrchen Homocystein	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	454514 1 Stück 3 ml Zitrat-Fluorid/EDTA	FC Mix Tube für oralen Glucosetoleranztest	<u>10x über Kopf schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	455084 1 Stück 9ml LH Lithium Heparin	Heparin-Röhrchen (Spezialröhrchen für Chromosomenanalyse)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten



	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	455007 50 Stück 10,5 ml Z Urin ohne Zusatz	<p style="text-align: center;">Harnröhrchen</p>	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt	450201 10 Stück	<p style="text-align: center;">Standardröhrchenhalter</p>	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt	450230 50 Stück	<p style="text-align: center;">Quickshield Sicherheitsröhrchenhalter</p>	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen	450040 100 Stück 38 x 0.8 mm 21 G x 1 1/2“	<p style="text-align: center;">Kanüle grün VISIO PLUS</p>	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen	450077 100 Stück 38 x 0.9 mm 20 G x 1 1/2“	<p style="text-align: center;">Kanüle gelb</p>	

	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen	450251 50 Stück 10 cm	Urinentnahmeeinheit	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen	724315 1 Stück 2,7 L	Harnsammelgefäß (für 24 Sd.Harn) mit Schraubverschluss (ohne oder mit Zusatz 20 ml 25%HCl)	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen	450333 1 Stück 3,0 L	Kanülenentsorgungsbox Bio Compact 3,0L	

Monovette® Blut- und Harnentnahmematerial

	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 01.1601.001 50 Stück 7,5 ml Z Serum	Röhrchen mit Granulat (Vollblut für Blutgruppenserologie)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 01.1602.001 50 Stück 7,5 ml Z Serum Gel	Gelröhrchen 7,5ml (Serum)	<u>Zentrifugiert auch für POSTVERSAND</u>
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 05.1165.001 50 Stück 3,0 ml 9 NC / Natriumcitrat 3,2%	Citratröhrchen (Gerinnung)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 05.1167 50 Stück 2,7 ml K3 EDTA	EDTA-Röhrchen (z.B.: BB,BSG,HbA1c,HLAB27 diverse genet. PCR Untersuchungen)	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!

	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 04.1911.001 50 Stück 2,9 ml 9 NC / Natriumcitrat	Spezialröhrchen Homocystein	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 02.1065 50 Stückl 9,0 ml Lithium-Heparin	Heparin-Röhrchen (Spezialröhrchen für Chromosomenanalyse	<u>Gut schwenken!</u> NICHT SCHÜTTELN! Füllstand beachten!
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 10.252 50 Stück 10 ml Harn ohne Zusatz	Harnröhrchen	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 85.1160 100 Stück 20 G x 1,5“	Kanüle gelb	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 85.1162 100 Stück 21 G x 1,5“	Kanüle grün	

	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 85.1160.200 50 Stück 20 G x 1,5“	Sicherheitskanüle gelb	
	Artikel-Nr. Packungsinhalt Volumen Inhalt	REF 85.1162.200 50 Stück 21 G x 1,5“		Sicherheitskanüle grün

Folgende zusätzliche Abnahmematerialien finden Sie im Anforderungsformular unter „Diverses“

Stuhlgefäße inkl. Überhüllen
Objektträger inkl. Versandhülle
Überhüllen (für Postversand von Probenröhrchen)
Versandsäckchen
Abstrichbesteck für Chlamydien-Nachweis durch PCR

Sonstiges:

Hemdetect – Testbriefchen zum Nachweis von Blut im Stuhl (Abgabe nur bei Auswertung im Labor)
